



Nebulizador PARI LC Plus®

(PARI LC+ Nebulizer)

¿Cómo uso el nebulizador PARI LC Plus®?

1. Conecte la máquina compresora al enchufe.
2. Abra el recipiente del nebulizador girando la tapa en sentido opuesto a las agujas del reloj.
3. Vierta el medicamento en el recipiente del nebulizador y agregue la solución salina, si se lo indicaron.
4. Coloque la tapa del nebulizador y gírela en dirección a las agujas del reloj hasta asegurarla.
5. Conecte la mascarilla o boquilla al recipiente del nebulizador (vea la ilustración A).
6. Conecte una punta del tubo de plástico transparente a la máquina compresora y la otra punta al recipiente del nebulizador.
7. Encienda la máquina compresora. Un rocío fino saldrá del nebulizador.
8. Inhale y exhale con normalidad hasta que se termine el medicamento. Esto debería tardar aproximadamente 10 minutos.
 - Si su hijo puede hacerlo, dígame que inhale profundamente una vez más y que aguante la respiración durante 5-10 segundos.

Puntos importantes:

- Durante el tratamiento con el nebulizador, el niño debe estar despierto y sentarse en posición erguida.
- Si el nebulizador no produce un rocío, vacíe el medicamento, enjuáguelo con agua esterilizada y empiece de nuevo.
- Si usa una mascarilla no la conecte directamente al recipiente del nebulizador. Conecte la mascarilla usando la pieza en forma de "codo" o de "Y". Consulte el folleto con las instrucciones que se incluyen con la mascarilla (vea la ilustración B).



- Si escucha que el nebulizador emite un sonido de burbujas, toque suavemente el recipiente para que las gotas de medicamento que están a los lados puedan nebulizarse.

Consulte la siguiente página web para ver un video sobre cómo usar el nebulizador Pari con una mascarilla:

<http://www.childrencolorado.org/Parineb>

Mantenimiento del equipo:

- 1. Limpieza:** después de cada tratamiento, desarme el nebulizador y lávelo con agua tibia y jabón líquido para platos, incluyendo la mascarilla y/o boquilla. Frote bien para despegar el moco que esté "pegado". Enjuague todas las piezas y quite el exceso de agua, luego deje secar al aire.
 - Si no enjuaga el nebulizador después de cada tratamiento, los pequeños agujeros que se encuentran adentro se tapan y no saldrá el rocío.
 - No es necesario enjuagar el tubo transparente del compresor.
- 2. Desinfección:** una vez a la semana, después de limpiarlo, puede usar CUALQUIERA de los métodos siguientes para desinfectar el nebulizador, la mascarilla y/o la boquilla:
 - Hervirlo en una olla limpia con agua durante 10 minutos Q
 - Déjelo en remojo durante 1 hora en una solución de 1 parte de vinagre blanco destilado y 3 partes de agua caliente del grifo.
 - Después de remojarlo, enjuague todas las piezas con agua esterilizada y deje secar al aire.
 - Usted puede esterilizar el agua del grifo hirviéndola durante 10 minutos.

Si tiene preguntas, por favor, llame al 720-777-6181 y pida hablar con un terapeuta en respiración.